

Certification TOSA DIGITAL CYBERSÉCURITÉ

« Les Bases de la CyberSécurité »

1 jour
soit 7 heures

réf. : CSI
code CPF : 237 359
Mot clé CPF : TOSA

Objectifs

À l'issue de la formation, l'apprenant est capable d'identifier les menaces et les vulnérabilités de votre système d'information et de mettre en place une politique et une démarche de maîtrise de la sécurité

Public

Toute personne utilisatrice d'un PC connecté en réseau et/ou connecté sur Internet

Niveau requis

Pratique bureautique et internet.
Connaissance de l'environnement Windows;

Pédagogie

- Apports théoriques étayés par de nombreux exercices pratiques
- Console individuelle
- Contrôle permanent des acquis
- Supports de cours
- Evaluation par questionnaire en ligne en fin de stage
- Attestation de fin de stage
- Assistance post-formation
- Formateurs intervenants professionnels et expérimentés maîtrisant les techniques professionnelles
- Mise en application pratique et réalisation d'actions concrètes à travers soit d'un stage alterné soit de projets alternés tutorés
- **Certification TOSA®**

CyberSécurité : contexte et sensibilisation

- Définitions et enjeux
- Les critères DISP (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve)
- Distinguer Vulnérabilités / Menaces / Attaques
- Les cyber-risques (Cybercriminalité, atteinte à l'image, espionnage, Sabotage)
- Les normes et règlements en vigueur (ISO/IEC 27000, RGPD,...)

Inventaire des menaces & solutions

- Menaces et vulnérabilités
- L'humain face aux cyber-risques
- Techniques de réduction des cyber-risques

Sécurité Informatique : stratégie

- Mise en place d'une politique de cybersécurité
- Le SI : Processus, applications, systèmes, équipements
- Comment Identifier et évaluer les risques dans l'entreprise
- Traitement des risques : quelle stratégie ?
- Supervision de votre sécurité
- Surveillance et traitement des incidents
- L'implication des parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires...) dans le système de management de la sécurité du système d'information

Passage
certification TOSA®
(durée environ 1 heure)